

MASAŻER SZYI SHIATSU PILLIO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy najpierw zapoznać się z niniejszą instrukcją i dopiero wtedy rozpocząć korzystanie z poduszki do masażu. Sugerujemy też zachowanie tej instrukcji w przypadku powstania niejasności.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie używać produktu w wilgotnych lub zabrudzonych miejscach.
- Nie używać produktu, jeśli temperatura powietrza przekracza 40 stopni.
- Skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania następujących chorób: choroby serca, choroby nerek, zapalenie żył powierzchownych, zapalenie tkanki łącznej, zakrzepy krwi w nogach.
- Nie obsługiwać produktu mokrymi rękoma ani przebywając w wodzie.
- Nie umieszczać na poduszce ciężkich przedmiotów.
- Podczas masażu należy upewnić się, że głowice masujące są równomiernie rozmieszczone po obu stronach szyi, aby uniknąć dyskomfortu.
- Nie używać poduszki do masażu podczas snu lub po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu.
- Nie stosować bezpośrednio na ręce, łokcie, klatkę piersiową lub brzuch.
- Jednorazowo nie należy używać poduszki masującej przez ponad 30 minut.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, należy odłączyć zasilacz sieciowy i nigdy nie ciągnąć bezpośrednio za przewód.
- Jeśli poduszka do masażu nie działa, należy odłączyć ją od prądu.
- Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
- W przypadku wystąpienia bólu należy zaprzestać stosowania poduszki.
- Osoby będące w ciąży, gorączkujące, osoby u których stwierdzono nowotwory lub dochodzące do siebie po operacji, przed użyciem poduszki powinny zasięgnąć opinii lekarza.
- Nie używać poduszki w pobliżu ostrych przedmiotów.
- Zawsze należy odłączyć poduszkę od zasilania elektrycznego przed przetarciem wilgotną ściereczką.
- Poduszki nie wolno używać, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.

SPOSÓB UŻYCIA MASAŻERA

1. Podłączyć do sieci w domu lub samochodzie.
2. Nacisnąć jednokrotnie przycisk ON/OFF, a w poduszce włączy się ogrzewanie i masaż, po dwukrotnym naciśnięciu przycisku masaż zmieni kierunek, po trzykrotnym naciśnięciu przycisku ogrzewanie zostanie wyłączone, a czterokrotnym naciśnięciu przycisku poduszka zostanie wyłączona.
3. Zaleca się stosowanie podczas 10-15 minutowych sesji.

Dane techniczne

- Napięcie robocze: 12 V
- Prąd: 1,5 – 2,0 A
- Moc: 24 W